Para as reposições dos estágios, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, o uso de epis obrigatório.

EPIs- MÁSCARA N95 OU PFF2 sem válvula, Protetor Facial (face shield), Avental descartável (40g/m2) TNT.

LISTA DE MATERIAIS Endodontia I - PARA OS ALUNOS

Paramentação e Biossegurança no Laboratório

Máscaras descartáveis , Luvas de látex descartáveis para procedimentos, Óculos de Proteção

Campo plástico branco para bancada (35 x 55 cm) ou pode ser o mesmo utilizado nos outros laboratórios.

Instrumentos Rotatórios

Caneta de alta rotação (Dabi Atlante ou Kavo) autoclavável ou similar

Micromotor e contra-ângulo (Dabi Atlante ou Kavo) autoclaváveis ou similar

Manequim para o Laboratório

Atenção os manequins de Dentistica e Periodontia não servem, pois não há espaço para a realização das radiografias que deverão ser realizadas durante o tratamento endodôntico. Não será aceito o manequim de Dentística

01 - Manequim para Endodontia - modelo DENT-ART ou similar (para Endodontia)

- Dentes naturais (não tratados endodonticamente) E/OU artificiais (ver opção abaixo)
- Providenciar a montagem dos dentes no manequim para o <u>primeiro dia de aula LABORATORIAL</u>. (Seguir orientações dos professores)

IMPORTANTE: Trazer os dentes já no inicio das aulas para que haja tempo de pedir os dentes artificiais no caso do aluno não conseguir todos os dentes naturais (extraídos). Serão cobrados na ENDO 1 que o aluno tenha OBRIGATORIAMENTE 8 DENTES.

1° OPÇÃO: Trazer TODOS OS 08 Dentes naturais, hígidos, restaurados ou cariados (não muito destruídos)

• 8 DENTES UNIRRADICULARES (incisivos e caninos superiores ou inferiores)

OU

2^a OPÇÃO Para aqueles alunos que tiverem dificuldades em adquirir TODOS os dentes naturais para montagem do manequim, poderão utilizar dentes artificiais, no MÁXIMO 04 DENTES ARTIFICIAIS (os outros 04 dentes obrigatoriamente deverão ser naturais)

O aluno deverá providenciar pelo menos **04 dentes (INCISIVOS OU CANINOS) naturais e 04 dentes ARTIFICIAIS**.

Para adquirir os dentes artificiais temos duas possibilidades:

1) Adquirir os dentes artificiais pelo site (marca IM do Brasil) Pedir os dentes Permanentes artificiais radiopacos individualizados ou pedir a hemi arcada superior e inferior (o lado da arcada não importal)

Fabrica de dentes - **IM** do Brasil Ltda: Contato do Representante em SP- Sr. Ivo, (11) 3013-2706, (11) 2268-1015, (11) 99963 8917; (11) 2268 2278; (11) 30132706 e-mail: vendas@imdobrasil.com.br

Ou o aluno poderá fazer o seu pedido pelo Site da IM do Brasil : http://www.imdobrasil.com.br/

2) ou nas Dentais (da marca BOKAS)- que poderá ser adquirida diretamente no site http://bokasmanequins.com.br / Esses dentes poderão ser adquiridos individualmente ou até 04 dentes radiotransparentes.

IMPORTANTE: O aluno deverá trabalhar em dentes hígidos também, então a sugestão é ter medate dos dentes hígido e a outra metade em dentes artificiais. O melhor é ter todos os dentes naturais.

Importante: NÃO comprar os dentes artificiais da Marca dentart, pois são de baixa qualidade!!

Importantíssimo: Os professores não se responsabilizarão por outras marcas de dentes artificiais, nasquais o <u>alunos poderão ter dificuldades para desenvolver o trabalho laboratorial, prejudicando sua avaliação final</u>

		Instrumental Clinico Auxiliar				
01	Estojo ou Caixa inox PERFURAD	A para instrumental (20x10x5)- para o	s instrument	ais clínicos F	AVA ou similar	
01	Sonda exploradora nº 5					
01	Tesoura pequena de ponta reta fina					
01	Pinça clínica com quia e parte ativa estriada (SS White / Duflex ou similar)					
05	Colgaduras unitárias (grampos) para filme radiográfico					
	de Consumo – para o arquivamento das radiografias que serão entregues no final das atividades práticas					
01	Caixa de Cera lâmina n7 Rosa			,		
02		ıniversal (para o laboratório)- comprar	na farmácia			
01	Frascos plásticos tipo coletor universal (para o laboratório)- comprar na farmácia Frasco de Fixador (500ml) - para o processamento das radiografias					
10	Cartelas radiográficas de plástico ou de papel com 6 divisórias- para o arquivamento do tratamento endodôntico					
10	-	s plásticas para arquivamento dos trabo	•			
		tinta permanente para marcar as carte				
1 Curiera	· •	rial para Irrigação dos canais radicula		ricus (compro	ii na papeiana)	
02	THE STATE OF THE S	•				
06	Seringas plásticas de 5 cc com êmbolo de silicone autoclaváveis (Ultradent) Agulhas p/ irrigação - (Endo Eze Amarela Ultradent - comprar na Dental)					
06	Aguinas p/ irrigação - (Endo Eze Amareia Oltradent - comprar na Dentai) Agulhas hipodérmicas de 20x 5,5mm (comprar em farmácia)					
01						
03	Cânula metálica para aspiração - com a agulha metálica (30X7) Pontas Capillary Tip (0.14) autoclaváveis (p/ aspiração) ou Pontas Capillary Tip (0.19) autoclaváveis					
		belavavels (pr aspiração) ou roitras cap	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	i) da lociava	VC13	
05	Seringas descartáveis de 5ml Ponta Fasy Clean Blister Fasy (Comprar 01 blister com 6 unidades) o	u se você nre	ferir compra	r a caixa	
01 Blister	toda, poderá dividir com seus c	olegas	•	·	. a sama	
	I—————————————————————————————————————	dôntico – para a Instrumentação dos c	anais radicul	ares		
01	Caixa de Filme radiográfico-					
01	Cuba inox pequena FAVA MF320					
01	Tamborel ou Clean Stand marca	_				
01	Envelope com limitadores de sili	icone (stop) com 50 ou 100				
1		ra 72 limas (20X10X5) - Para a organiza	ção das limas	FAVA OU si	milar	
	Obs: ou pode ser a caixa de inox com 48 furos.					
1	Régua metálica calibradora milir similar	metrada (perfurada c/ diâmetros 25 a	o 140) - Pref	erência: Ange	elus ou Prisma ou	
	Régua Milimetrada (simples)					
01	Regua Milimetrada (Simples) E KIT de LIMAS Instrumentos endodônticos manuais, marcas sugeridas: Dentsply-Maillefer®;					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ônticos manuais, marcas sugeridas: Dentsply- <i>N</i>	Maillefer®;			
	KIT de LIMAS Instrumentos endod Observação importante- O aluno	ônticos manuais, marcas sugeridas: Dentsply- <i>N</i> poderá adquirir o KIT já com todos os itens, c		nprar cada item		
	KIT de LIMAS Instrumentos endod Observação importante- O aluno separadamente.	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, c		nprar cada item		
	KIT de LIMAS Instrumentos endod Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é rec	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, c comendada por deformar muito.	ou optar por con			
	KIT de LIMAS Instrumentos endod Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é rec Atenção: no KIT de limas vem c	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, c comendada por deformar muito. om as brocas carbides, brocas de largo	ou optar por con		(A BROCA	
	KIT de LIMAS Instrumentos endod Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é rec Atenção: no KIT de limas vem c ENDO Z FOI REMOVIDA DO K	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, c comendada por deformar muito. om as brocas carbides, brocas de largo IT)	ou optar por con	glidden	(A BROCA	
	KIT de LIMAS Instrumentos endod Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é rec Atenção: no KIT de limas vem c	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, c comendada por deformar muito. om as brocas carbides, brocas de largo	ou optar por con		(A BROCA	
	KIT de LIMAS Instrumentos endod Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é rec Atenção: no KIT de limas vem c ENDO Z FOI REMOVIDA DO K Tipo	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, o comendada por deformar muito. om as brocas carbides, brocas de largo IT) Calibre	ou optar por con	glidden Comprimen 25mm	(A BROCA	
	KIT de LIMAS Instrumentos endodo Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é rec Atenção: no KIT de limas vem co ENDO Z FOI REMOVIDA DO K Tipo	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, o comendada por deformar muito. om as brocas carbides, brocas de largo IT) Calibre	ou optar por con	glidden Comprimen 25mm 1cx	(A BROCA	
	KIT de LIMAS Instrumentos endodo Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é rec Atenção: no KIT de limas vem c ENDO Z FOI REMOVIDA DO K Tipo Limas Tipo K Limas Tipo K	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, o comendada por deformar muito. om as brocas carbides, brocas de large IT) Calibre #08 #10	ou optar por con	Comprimen 25mm 1cx 1cx	(A BROCA	
	KIT de LIMAS Instrumentos endod Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é rec Atenção: no KIT de limas vem o ENDO Z FOI REMOVIDA DO K Tipo Limas Tipo K Limas Tipo K	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, o comendada por deformar muito. om as brocas carbides, brocas de largo IT) Calibre #08 #10 #15	o e de gates g	Comprimen 25mm 1cx 1cx 1cx	to 31mm	
	KIT de LIMAS Instrumentos endod Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é rec Atenção: no KIT de limas vem c ENDO Z FOI REMOVIDA DO K Tipo Limas Tipo K	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, o comendada por deformar muito. om as brocas carbides, brocas de large IT) Calibre #08 #10 #15 #15 a #40	ou optar por con	Comprimen 25mm 1cx 1cx 1cx 2cx	to 31mm	
	KIT de LIMAS Instrumentos endodo Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é rec Atenção: no KIT de limas vem c ENDO Z FOI REMOVIDA DO K Tipo Limas Tipo K	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, o comendada por deformar muito. om as brocas carbides, brocas de large IT) Calibre #08 #10 #15 #15 a #40 #45 a #80	o e de gates g	Comprimen 25mm 1cx 1cx 1cx 2cx 1cx	to 31mm	
	KIT de LIMAS Instrumentos endodo Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é rec Atenção: no KIT de limas vem co ENDO Z FOI REMOVIDA DO K Tipo Limas Tipo K Limas Tipo Hedstroen	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, o comendada por deformar muito. om as brocas carbides, brocas de large IT) Calibre #08 #10 #15 #15 a #40 #45 a #80 #15 a #40	o e de gates g	Comprimen 25mm 1cx 1cx 1cx 1cx 1cx 1cx 1cx	to 31mm	
	KIT de LIMAS Instrumentos endodo Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é recentarios no KIT de limas vem o ENDO Z FOI REMOVIDA DO KONTIPO Limas Tipo K Limas Tipo Hedstroen Limas Tipo Hedstroen	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, o comendada por deformar muito. om as brocas carbides, brocas de large IT) Calibre #08 #10 #15 #15 a #40 #45 a #80 #15 a #40 #45 a #80	e de gates g	Comprimen 25mm 1cx 1cx 1cx 2cx 1cx 1cx 1cx	to 31mm	
	KIT de LIMAS Instrumentos endod Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é rec Atenção: no KIT de limas vem o ENDO Z FOI REMOVIDA DO K Tipo Limas Tipo K Limas Tipo Hedstroen Limas Tipo Hedstroen Broca Lentulo COD: 345	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, o comendada por deformar muito. om as brocas carbides, brocas de large IT) Calibre #08 #10 #15 #15 a #40 #45 a #80 #15 a #40 #45 a #80 7 1 CX de 21mm (preferência)	21mm 1cx Apenas 1	Comprimen 25mm 1cx 1cx 1cx 2cx 1cx 1cx 1cx	to 31mm	
	KIT de LIMAS Instrumentos endodo Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é rec Atenção: no KIT de limas vem o ENDO Z FOI REMOVIDA DO K Tipo Limas Tipo K Limas Tipo Hedstroen Limas Tipo Hedstroen Broca Lentulo COD: 345 - Sortida Nº 1-4 - CA	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, o comendada por deformar muito. om as brocas carbides, brocas de large IT) Calibre #08 #10 #15 #15 a #40 #45 a #80 #15 a #40 #45 a #80 7 1 CX de 21mm (preferência) OU de 25mm	21mm 1cx Apenas 1 - Sortida	Comprimen 25mm 1cx 1cx 1cx 1cx 1cx 1cx 1cx 1	to 31mm 1cx 1cx	
	KIT de LIMAS Instrumentos endodo Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é recentario en KIT de limas vem con ENDO Z FOI REMOVIDA DO KONTIPO Limas Tipo KONTIPO HEDITO EN TIPO HEDI	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, o comendada por deformar muito. om as brocas carbides, brocas de large IT) Calibre #08 #10 #15 #15 a #40 #45 a #80 #15 a #40 #45 a #80 7 1 CX de 21mm (preferência)	21mm 1cx Apenas 1 - Sortida Easy): para con	Comprimen 25mm 1cx 1cx 1cx 1cx 1cx 2cx 1cx 1cx	to 31mm 1cx 1cx	
Importante	KIT de LIMAS Instrumentos endod Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é rec Atenção: no KIT de limas vem c ENDO Z FOI REMOVIDA DO K Tipo Limas Tipo K Limas Tipo Hedstroen Limas Tipo Hedstroen Broca Lentulo COD: 345 - Sortida Nº 1-4 - CA 1 caixa delimas de niquel caixa de limas de niquel t 35/05) Adquirir estas limas no s	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, o comendada por deformar muito. om as brocas carbides, brocas de large IT) Calibre #08 #10 #15 #15 a #40 #45 a #80 7 1 CX de 21mm (preferência) OU de 25mm titânio manual da Prodesing M (Marca Editario manual da Prodesing M (Marca Editario manual da Prodesing M (Marca Editârio manua	21mm 1cx Apenas 1 - Sortida Easy): para dei	Comprimen 25mm 1cx 1cx 1cx 1cx 1cx 1cx 1cx 1	to 31mm 1cx 1cx	
[mportante	KIT de LIMAS Instrumentos endod Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é rec Atenção: no KIT de limas vem c ENDO Z FOI REMOVIDA DO K Tipo Limas Tipo K Limas Tipo Hedstroen Limas Tipo Hedstroen Broca Lentulo COD: 345 - Sortida Nº 1-4 - CA 1 caixa delimas de niquel caixa de limas de niquel t 35/05) Adquirir estas limas no s	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, o comendada por deformar muito. om as brocas carbides, brocas de large IT) Calibre #08 #10 #15 #15 a #40 #45 a #80 #15 a #40 #45 a #80 7 1 CX de 21mm (preferência) OU de 25mm titânio manual da Prodesing M (Marca Editanio manual da Prodesing M (Marca Editânio manual da Prodesing M	21mm 1cx Apenas 1 - Sortida Easy): para dei	Comprimen 25mm 1cx 1cx 1cx 1cx 1cx 1cx 1cx 1	to 31mm 1cx 1cx	
[mportante	KIT de LIMAS Instrumentos endod Observação importante- O aluno separadamente. A marca de lima Injecta não é rec Atenção: no KIT de limas vem c ENDO Z FOI REMOVIDA DO K Tipo Limas Tipo K Limas Tipo Hedstroen Limas Tipo Hedstroen Broca Lentulo COD: 345 - Sortida N° 1-4 - CA 1 caixa delimas de niquel caixa de limas de niquel t 35/05) Adquirir estas limas no s m obrigatório - Brocas Específicas	poderá adquirir o KIT já com todos os itens, o comendada por deformar muito. om as brocas carbides, brocas de large IT) Calibre #08 #10 #15 #15 a #40 #45 a #80 7 1 CX de 21mm (preferência) OU de 25mm titânio manual da Prodesing M (Marca Editario manual da Prodesing M (Marca Editario manual da Prodesing M (Marca Editârio manua	21mm 1cx Apenas 1 - Sortida (Easy): para del (bu nas Dentais) (bu sas brocas del (control of the control of t	Comprimen 25mm 1cx 1cx 1cx 1cx 1cx 1cx 1cx 1	to 31mm 1cx 1cx 1cx 2 correct 1 cor	

	T				
	Brocas Esféricas diamantadas FG nº 1011, 1012, 1013 (1 de cada)				
	Broca Esférica diamantada FG nº 1012, 1013, 1016 HASTE LONGA (1 unidade de cada)				
	Tronco-cônica diamantada de ponta inativa nº 3083, 2082, (1 unidade de cada)				
	Broca de Gates-Glidden nº 2 e 3 (32 mm -3 de cada),				
	Brocas de Largo nº 2 (2 de cada)				
	Materiais para Obturação dos canais radiculares				
1	Jogo (15-40 ou A, B, C e D) de espaçadores digitais de aço inox de 25mm - (este item vem no Kit de limas)				
01	Cimento Endodôntico Endofill				
01	Frasco de EDTA trissódico (20ml)				
01	Frasco de Hipoclorito de Sódio (1%- solução de Milton ou 2,5% Solução de Labarraque)				
02	Pote Dappen de silicone				
	KIT DE INSTRUMENTAL MILLENIUM- KIT LEÃO (vc pode comprar todo KIT ou adquirir separadamente cada instrumental- todos os ITENS são OBRIGATÓRIOS)				
	Os instrumentais deste KIT são:				
	KIT ENDO UNILEÃO- MILLENNIUM				
	1 condensador de Luca cod 61-82 1 calc paica 1-2 cod 63-18				
	1 calc paiva 3-4 cod 63-19				
	1 sonda exploradora 6 142-34 (similar Sonda Rhein-ponta reta)				
	1 cureta longa pulpo 17-18 cod 70-84				
	1 espátula intrafill cod 95-5				
01	Caixa de Cones de guta percha estandardizados 1série 15 a 40 (Roeko, Dentsply-Maillefer, Tanari ou similar)				
01	Caixa de Cones de guta percha estandardizados 2série 45 a 80 (Roeko, Dentsply-Maillefer, Tanari ou similar)				
01	Caixa de cones de guta percha secundários M (Roeko, Dentsply-Maillefer, Tanari ou similar)				
01	Caixa de cones de guta percha secundários FM ((Roeko, Dentsply-Maillefer, Tanari ou similar)				
01	Caixa de cones de guta percha secundários MF ((Roeko, Dentsply-Maillefer, Tanari ou similar)				
01	Caixa de cones de papel absorvente (de 1a série) (Se for para o paciente deve ser o estéril)				
01	Caixa de cones de papel absorvente (de 2a série) (Se for para o paciente deve ser o estéril)				
01	Placa de Petric (plástico ou vidro- ITEM OBRIGATÓRIO NO ESTÁGIO CLINICO)				
01	Placa de vidro despolida de 5 mm no mínimo				
01	Lamparina a álcool – a mesma usada em escultura				
01	Isqueiro ou caixa de fósforo pequena				
	recipiente plástico tipo Tupperware para guardar os materiais de consumo (opcional)				

Prótese 01

Indumentária padrão:

Roupa branca COMPLETA jaleco branco padrão Unileão Óculos de proteção, Gorro, Máscara e Luvas de procedimento, face shield

Material e Instrumental

01 Par de modelos de gesso para prótese Total

01 kit moldeiras perfuradas para desdentado total 01 caixa metálica perfurada (para o jogo de moldeiras) 01 Bandeja 15x22 cm 01 Espátula 7 01 Espátula 31 01 Espátula 36 01 Espátula 24 01 Espátula Le cron 01 Lamparina a álcool 01 Lamparina a álcool de pressão manual (Lâmpada Hanau) ou Maçarico odontológico 01 Pote de vidro com tampa (tipo PALADON) 01 Articulador Semi-ajustável (Modelos A7 Plus ou 4000-S) ou similar de outra marca Gnatus etc. 01 Arco facial (Standart ou Elite) (obs: alguns modelos de articulador já trazem o arco) 02 cubetas de borracha 01 Espátula metálica para gesso 01 Espátula plástica para alginato. 01 Faca para gesso 01 "Boca completa de dentes artificiais" (1 x 28 ou 4 placas), Trubyte Biotone 33 graus, modelo 264 (com 2E e 32L), de qualquer cor 01 Réqua flexível 02 placas de vidro 01 Mesa de Camper 01 tesoura reta inox Iris 12cm 1 concha para cera (Essa concha para cera pode ser confeccionada utilizando concha de cozinha e um copo em alumínio de espessura fina e 500g de gesso comum de construção) 02 folhas de EVA (para cobrir a bancada) 01 caixa de fósforo ou Isqueiro 01 bisnaga de vaselina 02 frascos conta-gotas (pode ser, por exemplo, frasco de dipirona gotas ou descongestionate nasal) 02 elásticos largos (5mm) (tipo elástico ou liga para cédulas de dinheiro) 01 fita adesiva (tipo crepe ou durex) 01 pincel chato 18 (comprar em casa de artesanato ou material escolar) 01 lapiseira grafite 0,5 ou 0,7 01 borracha 01 pincel para CD 01 Folha de lixa d'água nº 220

01 Kit Borrachas para resina acrílica – Tipo Exa (acabamento e polimento)

Ponta branca – desgaste pesado, Ponta cinza – desgaste, Ponta verde – alisamento, Ponta amarela – polimento



01 Disco serrilhado ventilado para cerâmica e resina



01 FELTRO SCOTH BRIGHT FINA: PRÉ-POLIMENTO - USAR A SECO



01 Mandril + 03 discos pequenos de carborundum



03 Fresas de Tungstênio Corte Cruzado: 01 Cilíndrica (Tarja Azul), 01 Pera (Tarja Azul), 01 Esférica (Tarja Azul), Azul),



01 Broqueiro para pontas Maxcut



01 liquido acrílico autopolimerizavel em frasco com conta-gotas(pequeno)
01 caixa de cera 7 (Wilson ou Newmax)
01 frasco de resina acrílica incolor pequena